


## ¿CÓMO SABER SI EL HAIRMAX ES ADECUADO PARA USTED?

HairMax® es más efectivo en hombres y mujeres en etapas tempranas o moderadas de adelgazamiento y pérdida del cabello. Si su pérdida de cabello se parece a la imagen de abajo, HairMax es recomendado para usted.

### MUJERES



### HOMBRES



## RECOMENDADO POR DOCTORES

Médicos mundialmente recomiendan la terapia de luz láser de HairMax a sus pacientes. HairMax está respaldado por una junta de asesores médicos con más de 30 figuras claves de autoridad en los campos de la dermatología y la restauración del cabello.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

### ¿Con qué frecuencia tengo que usar mi LaserBand 82?

Se recomienda que use su LaserBand 82 tres veces en semana por 90 segundos, dejando al menos un día entre cada tratamiento.

### ¿Tendré mejores resultados si uso mi LaserBand 82 más de 3 veces por semana?

El tiempo de tratamiento óptimo es tres veces por semana. El uso del LaserBand más de tres veces por semana no ha mostrado beneficios adicionales.

### ¿Cuánto tiempo antes de ver resultados?

La mayoría de los usuarios comienzan a ver beneficios en 12-16 semanas.

### ¿Por cuánto tiempo necesito continuar los tratamientos para la pérdida de cabello con el LaserBand 82?

Para seguir viendo los beneficios, continúe el uso de su LaserBand según está indicado. Si usted no utiliza el dispositivo según las recomendaciones, es muy posible que no vea beneficios o la pérdida de cabello regrese nuevamente a donde estaba antes de utilizar el LaserBand.

### ¿Puedo usar mi LaserBand en cabello mojado o seco?

Puede utilizar su dispositivo en cabello seco o húmedo. Es importante que el cuero cabelludo este limpio y libre de productos. La acumulación de productos tópicos tales como aceites, geles, aerosoles, etc. pueden impedir que la luz láser llegue efectivamente a los folículos.

### ¿Tengo que usar mi LaserBand 82 con algún otro producto?

No, sin embargo, recomendamos usar la colección HairMax for den•si•ty. Estos productos sin sulfatos y de bajo pH son suaves para el cabello que está adelgazando y complementan el tratamiento láser.



Lexington International, LLC  
1040 Holland Drive, Boca Raton, FL 33487  
Teléfono +1.561.417.0200 | Línea Gratuita 1.800.9REGROW  
Fax +1.561.892.0747

[www.HairMax.com](http://www.HairMax.com)

LIT-CONBROLEXSPA-LB82G 00 07/17 ©2017 Lexington Intl., LLC. Derechos Reservados.



EL  
TRATAMIENTO  
MÁS RÁPIDO  
DISPONIBLE

## UN TRATAMIENTO NOVEDOSO PARA LA PÉRDIDA Y EL ADELGAZAMIENTO DEL CABELLO

HairMax® LaserBand 82




DESIGN BY *pininfarina*

**HAIRMAX®**  
The science of hair growth.™

## CÓMO LA TERAPIA DE LUZ LÁSER PROMUEVE EL CRECIMIENTO DEL CABELLO

HairMax® trabaja a través de un proceso llamado fotobioestimulación, entregando luz láser de bajo nivel a los folículos capilares para activarlos y lograr un crecimiento de cabello más fuerte.



Este impulso de luz revitaliza y estimula los folículos pilosos débiles para estimular los factores de crecimiento, revertir el proceso de adelgazamiento, restaurar el ciclo de crecimiento natural de su cabello para un crecimiento de cabello más denso, abundante y vibrante.

## EL TRATAMIENTO MÁS RÁPIDO DISPONIBLE



# LaserBand 82: El Mejor Dispositivo Láser Para el Crecimiento del Cabello



82 diodos láser de grado médico proporcionan una cobertura total equivalente a 246 láseres en 3 áreas del cuero cabelludo

NO LEDs

DESIGN BY *pininfarina*

- Estimula el Crecimiento del Cabello
- Trata la Pérdida del Cabello
- Revierte el Proceso de Adelgazamiento
- Aumenta la Densidad y Abundancia
- Revitaliza el Cabello Dañado
- Sin Efectos Secundarios Dañinos
- Tratamiento Libre de Drogas

TECNOLOGÍA PROBADA CLÍNICAMENTE

APROBADO POR LA FDA\*

RECOMENDADO POR DOCTORES

## HAIRMAX® LASERBAND 82

HairMax es pionero en el tratamiento de fototerapia láser para la pérdida de cabello hereditaria de uso en el hogar y el líder mundial en este campo, que ofrece tratamientos con láser recomendados por médicos para las personas que padecen de pérdida del cabello a nivel mundial.

El LaserBand 82 ha redefinido la industria de la pérdida de cabello, con 82 láseres de grado médico, un innovador diseño de banda liviana y el tratamiento más rápido disponible: un mínimo de 90 segundos, 3 días por semana.

## VER PARA CREER

ANTES

DESPUÉS



Mujer: Crecimiento significativo de nuevo cabello en el área de la sien. Resultados individuales pueden variar.

ANTES


DESPUÉS



Hombre: Crecimiento significativo de nuevo cabello, denso y abundante. Resultados individuales pueden variar.

## 3 ELEMENTOS PARA EFICACIA

Nuestro diseño patentado incluye 3 elementos para eficacia – dientes patentados que separación el cabello, intensidad de luz láser y densidad de luz láser – lo que proporciona un tratamiento altamente eficaz para la pérdida del cabello.



El cabello está diseñado naturalmente como un protector, su propósito es evitar que la luz del sol llegue al cuero cabelludo. Los dientes en los dispositivos láser de HairMax separan el cabello para ayudar que la energía de la luz llegue directamente a los folículos para obtener resultados óptimos.

## CLÍNICAMENTE COMPROBADO

HairMax ha realizado más estudios sobre energía de luz para el crecimiento del cabello que ninguna otra compañía hasta la fecha. Los dispositivos láser de HairMax han demostrado su eficacia en 7 estudios clínicos llevados a cabo en los principales centros de investigación médica en los EE. UU.

Los resultados de los estudios clínicos se han publicado en 6 revistas médicas y se les han otorgado 7 Autorizaciones FDA y 14 licencias de dispositivos médicos en todo el mundo.

más de **90%** de los participantes en estudios clínicos experimentaron crecimiento de cabello significativo.+

**129** nuevos cabellos por pulgada cuadrada, aumento promedio en el conteo de cabello.+

\*Los dispositivos HairMax están indicados para el tratamiento de la alopecia androgenética y promover el crecimiento del cabello en las mujeres bajo la clasificación Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, o patrones frontales de la pérdida del cabello y en los hombres bajo la clasificación Norwood Hamilton de IIa hasta V y que ambos tienen tipos de piel Fitzpatrick I a IV. Luz láser - Evite la exposición directa a los ojos.

